

Сравнительная Характеристика Аппаратов для CRRT

	Hospal PRISMA	BBraun Diapact	ADM 08/ABM	Kimal HYGEA
Возможность проведения Гемодиализации	+	-	-	+
Количество весов	3	1	1	Волюметрические (отсутствие точного измерения)
Количество насосов	4	3	3	4
Количество датчиков давления	4	4	3	4
Автоматическая загрузка магистралей и автоматическое заполнение	+	-	-	-
Наличие гепаринового насоса	+	-	-	+
Наличие Сета для CRRT	+	-	-	-
Наличие аккумуляторной батареи	-	+	+	-
Возможность использования в неонатологии	+	-	-	-
Наличие нагревателя	+	+	-	+
Наличие порта RS 232	+	+	-	+
Наличие сервис службы	+	+	+	-
Наличие единого комплекта (сета) для проведение всех процедур	+	-	-	-
Крепление мешков с растворами над аппаратом	-	-	+	+
Управление с Touch-Screen	+	-	бегущ. строка	+